



BETRIEBSANWEISUNG

Geltungsbereich

Felix Fechenbach
Berufskolleg

Umgang mit Persönlicher Schutzausrüstung

Schutzbrillen

08.02.2019

Gestellschutzbrillen, Korbbrillen

SCHUTZZIELE UND EINSATZGEBIETE

- Schutzbrillen sollen die Gefährdung der Augen durch umherfliegende Splitter und Fragmente (z. B. durch Explosionen, Implosionen, Bruch und Zerreißen) sowie verspritzende Stoffe (z. B. beim Um- und Abfüllen, durch Siedeverzüge, heftige Reaktionen, Gasentwicklung, Explosionen, Implosionen) vermeiden.

SACHGERECHTE VERWENDUNG



- Beim Aufsetzen auf guten und sicheren Sitz achten.
- Bei allen Arbeiten, bei denen Gefahren für die Augen gemäß Gefährdungsbeurteilung vorhanden sind, sind Gestellschutzbrillen mit Seitenschutz zu tragen.
- Beim Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen (sehr giftige, krebserzeugende, erbgutverändernde, reproduktionstoxische, besonders schwere Augenverletzungen verursachende Stoffe) Korbbrille tragen
- Schutzbrillen wegen Kontaminationsgefahr nicht auf dem Labortisch ablegen
- Schutzbrillen sind vor Beschädigung zu schützen.
- Sind optisch korrigierte Gläser erforderlich, können entsprechende Schutzbrillen formlos/gemäß Betriebsvereinbarung beantragt werden. Der Vorgesetzte ist ggf. über eine Verschlechterung der Sehkraft, die eine Neuanschaffung einer Schutzbrille erforderlich macht, zu informieren.

LAGERUNG, REINIGUNG, MÄNGEL

- **Lagerung:** Schutzbrillen immer in sauberer Verpackung oder Etui lagern und bereithalten
- **Reinigung:** Bei Verschmutzungen mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen
- **Mängel:** Bei verkratzten Gläsern Austausch veranlassen. Bei Defekten am Gestell Reparatur veranlassen. Verloren gegangene Seitenschutzteile ersetzen lassen. Nicht bequem sitzende Brillen vom Fachmann anpassen lassen. Bei Sehproblemen Betriebsarzt/Augenarzt konsultieren

VERHALTEN BEI STÜRZEN/ERSTE HILFE



- **Augenkontakt mit verspritzten Stoffen:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich Wasser ausspülen (min. 10 Minuten), Augenarzt hinzuziehen
- **Fremdkörper im Auge:** Sofort Augenarzt hinzuziehen

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Zu entsorgende Schutzbrillen können zum Hausmüll gegeben werden.

Datum: 08.02.2019

Unterschrift:

Weitere Informationen: BGR 192 „Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz“
Die Nichtbeachtung der BA ist ein Verstoß gegen eine betriebliche Weisung und kann zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen.